

Bezpečnostní instrukce

Zakázáno!

- Nenabíjejte v koupelně! Nepokládejte nabíječku na nádoby s vodou nebo do jejich blízkosti (jako jsou vany, bazény atd.).
- Nevyměňujte baterii sami. Výměnu může provádět pouze personál zákaznického centra autorizovaný naší společností. Neprofesionálům je zakázáno tento výrobek rozebírat.
- Nevyměňujte nabíjecí kabel sami.

Pokud je nabíjecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte nabíječku používat, abyste předešli nebezpečí.

Varování!

- Pro zajištění bezpečnosti musí produkt používat pod dohledem následující osoby: děti ve věku 3 až 8 let, osoby s postižením končetin, mentálním nebo smyslovým postižením a nedostatkem příslušných zkušeností a znalostí. Pokud jsou bez dozoru, nedovolte dětem čistit a udržovat výrobek. Umístěte výrobek a jeho kabely mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pozor!

- Při prvním použití tohoto výrobku mohou někteří lidé pociťovat podráždění zubů nebo mravenčení, což je normální jev způsobený vysokorychlostními vibracemi štětin. Pokud tento stav přetrvává i po dvou týdnech nepřetržitého používání, přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého zubního lékaře
- Pokud během používání cítíte bolest, přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého zubního lékaře.
- Pokud se produkt delší dobu nepoužívá a indikátor nabíjení se během nabíjení nezobrazuje, počkejte prosím 6-10 minut, než se vrátí do normálního stavu.
- Při nabíjení je hlavní tělo kartáčku mírně horké, což je normální jev. Pokud se přehřeje, okamžitě vypněte napájení a odneste jej do našeho autorizovaného zákaznického servisu ke kontrole.

Poznámka

- Tento produkt podporuje pouze použití naší speciální kartáčkové hlavice a připojené nabíječky.
- Tento produkt je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
- Tento produkt je osobní produkt a nelze jej používat na zubních klinikách nebo pro více pacientů současně
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Skladujte při pokojové teplotě nebo na suchém a větraném místě.
- Životnost výrobku je 3 roky.

Lidé s následujícími příznaky nesmí používat nebo by se měli před použitím poradit se zubařem:

1. Ti, kteří právě podstoupili orální/parodontální operaci nebo podstupují léčbu do 2 měsíců.
2. V dutině ústní jsou další příznaky (včetně těch se slabými zubními protézami nebo nepřetržitým krvácením z dásní atd.).
3. Ostatní lidé s citlivou a křehkou ústní dutinou.

- Když nabíječku nepoužíváte nebo před čištěním, vypněte napájení. Hlavy zubních kartáčků, rukojeti, nabíječky, kryty nabíječek ani sterilizátory nemyjte v myčce na nádobí.
- Nedovolte, aby se produkty pro péči o vlasy (jako jsou gely, oleje) nebo dezinfekční prostředky na ruce dostaly do kontaktu s výrobkem, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Nabíječku pravidelně čistěte, abyste zabránili nahromadění prachu a nečistot, které by ovlivnily vodivý účinek, což má za následek zbytečné ztráty, jako je přehřátí nebo úraz elektrickým proudem.
- Před likvidací zubního kartáčku jej odneste do zákaznického centra autorizovaného naší společností k vyjmutí baterie.
- Poznámka: Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny tohoto výrobku a řádně je uschovejte.

Nabíjení

- Chcete-li použít zubní kartáček, zapněte jej. Pokud má nízký nebo žádný výkon, tak jej plně nabijte.
- Pokud se výrobek nepoužívá déle než 6 měsíců, plně jej nabijte podle požadavků na nabíjení.
- Pokud během používání indikátor nabíjení několikrát rychle zabliká a kartáček se třese, znamená to, že kartáček má vybitou baterii.
- Umístěte zubní kartáček na nabíječku a ujistěte se, že je nabíječka bezpečně připojena ke zdroji napájení.
- Kontrolka bliká, aby signalizovala, že se nabíjí. Při plném nabití zůstane svítit.
- Pokud nebyl produkt delší dobu nabíjen, indikátor se rozsvítí po 6-10 minutách při nabíjení, což je normální jev.

Poznámka: Nabíjejte prosím bezpečně, abyste zajistili životnost produktu.

Režimy

- Jemný režim - Jemná masáž pro zuby a dásně.
- Leštící režim - Vyleštíte zuby.
- Whiten - bělí zuby.
- Režim čištění - Důkladné čištění zubů (standardní režim).

Kartáčování

- Doporučení od zubních lékařů: Čistěte si zuby dvakrát denně dvě minuty.
- Při používání tohoto výrobku bude každých 30 sekund krátká pauza, která vám má připomenout, že máte změnit oblast čištění. Čistěte čtyři oblasti ústní dutiny vyváženým způsobem, abyste dosáhli čistícího účinku.

Kroky použití

1. Mezi tělem kartáče a výstupní hřídelí si ponechte určitou mezeru, která je nezbytná pro normální vibrace hlavy kartáče.
2. Abyste zabránili rozstříkování zubní pasty, naneste před použitím na hlavici kartáčku malé množství zubní pasty.
3. Nejprve jej namočte, vložte do úst a poté kartáček zapněte.
4. Pomalu pohybujte zubním kartáčkem se štětinami a dásněmi pod úhlem 45 stupňů.
5. Kartáčkem jemně pohybujte krouživými pohyby. Netlačte ani nedrhněte příliš silně.
6. Vyláchněte si ústa vodou při čištění.

Údržba

1. Vyčistěte hlavu kartáčku.
Po každém použití očistěte hlavu kartáčku a štětiny a nechte přirozeně vyschnout na vzduchu. Netahejte za štětiny, aby se nezdeformovaly nebo nespadly.
2. Vyčistěte tělo kartáče.
Otřete jej měkkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu. Nenamáčejte ji na delší dobu ve vodě. K čištění nepoužívejte vodu vyšší než 40°C nebo kyselou čisticí kapalinu.
3. Vyčistěte nabíjecí základnu, k čištění se doporučuje použít měkký hadřík. K opláchnutí nenamáčejte do vody.
4. Vyměňte hlavici kartáčku.
Doporučuje se vyměnit hlavici kartáčku každé tři měsíce.

Poznámka: Pravidelné čištění může prodloužit životnost produktu.

Poznámka k ochraně životního prostředí

Vestavěná dobíjecí baterie sonického kartáčku obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Nelikvidujte prosím tento výrobek společně s běžným domovním odpadem. Vyjměte baterie a vložte je do koše na recyklaci baterií a doručte produkty do oficiálně určeného recyklačního střediska. Tato praxe přispívá k ochraně životního prostředí. Pokud se při vyjímání baterie setkáte s problémy, můžete výrobek poslat do servisního střediska k odbornému ošetření.

Odstraňování problémů

Selhání	Důvod	Řešení
Snížená intenzita vibrací.	<ol style="list-style-type: none">1. Kartáček je silně přitlačen na zuby.2. Hlava kartáčku je v těsném kontaktu s rukojetí kartáčku.	<ol style="list-style-type: none">1. Položte hlavu kartáčku jemně na zuby.2. Sejměte hlavici kartáčku z rukojeti a znovu ji nasadte na výstupní hřídel.
Zubní kartáček i po nabití funguje jen krátkou dobu.	<ol style="list-style-type: none">1. Zubní kartáček není umístěn na nabíječce svisle, takže se nenabíjí.2. Slabá baterie.	<ol style="list-style-type: none">1. Nedostatečná doba nabíjení.2. Produkt nebyl používán déle než 6 měsíců.3. Baterie dosáhla konce své životnosti.
Zubní kartáček přestane fungovat	<ol style="list-style-type: none">1. Kartáček je silně přitlačen na zuby.2. Hlava kartáčku je v těsném kontaktu s rukojetí kartáčku.	<ol style="list-style-type: none">3. Nabijte zubní kartáček. Umístěte jej svisle na nabíječku, aby jeho spodní část byla ve správném kontaktu s nabíječkou a rozsvítila se červená kontrolka.4. Pošlete to na adresu na autorizované servisní středisko pro kontrolu a opravy.

Poznámka: V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte naše autorizované servisní středisko.

Parametry

Název produktu	Sonický elektrický zubní kartáček GentleSonic
Model produktu	GH-07
Kapacita produktu	500mAh
Jmenovitý výkon	1,2W
Jmenovité napětí	3,7V
Použitelný rozsah	Dospělí
Doba nabíjení	cca 8h
Plně nabitě	Kontrolka svítí
Doba použití	Asi 30 dní
Životnost	3 roky, pokud se používá dvakrát denně 2 minuty.
Velikost produktu	153,65 * 25,85 * 25,83 mm

Příslušenství k produktu

Standardní konfigurace

1x Zubní kartáček

2x hlavice kartáčku

1x nabíjecí základna

1x přenosné pouzdro

